



Conservar ao abrigo da luz solar
em temperaturas entre 2 a 28 °C.



BIODINÂMICA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ: 84.833.888/0001-33 - Ind. Brasileira
R. Ronat Walter Sodré, 4350 - SETOR 3
86206-006 Ibioporã - Paraná - Brasil
Fone +55 43 3178-7000 | Fax +55 43 3178-7099
www.biodinamica.com.br
Resp. Téc.: Edilson Irineu Sanches Calvo
CRO/PR 9713



SAC - Customer Service
sac@biodinamica.com.br
+ 55 43 3178-7000



BDP - Biodinamica Dental Products LDA.
Zona Ind. Ladeira da Calça,
Código Postal 3260-305
Figueiró dos Vinhos - Portugal

MASTER CEMENT TRY IN

Material de Prova para cimentação

biodinâmica®

APRESENTAÇÃO:

Reposição:

1x2,5g seringa **MASTER CEMENT TRY-IN** disponível nas cores:

TRANSLÚCIDO - A1 - A2 - A3 - W.B (White Bleaching) - W.O. (White Opaque);

3 bicos aplicadores.

ANVISA nº 10298550110.

INDICAÇÃO:

MASTER CEMENT TRY-IN é indicado para a simulação cromática do cimento resinoso **MASTER CEMENT LC** e **MASTER CEMENT DUAL**, no controle do ajuste da adaptação final de restaurações indiretas e na proteção da superfície de cerâmica, já condicionada em laboratório, durante a prova da restauração.

COMPOSIÇÃO:

MASTER CEMENT TRY-IN: Glicerina; sílica pirogênica e pigmentos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

MASTER CEMENT TRY-IN é um material de prova para a cimentação na utilização do cimento resinoso **MASTER CEMENT LC** e **MASTER CEMENT DUAL**. O produto é a base de glicerina e solúvel em água. Atua promovendo uma simulação da cor que será obtida através do uso de **MASTER CEMENT LC** e **MASTER CEMENT DUAL** sobre as restaurações indiretas de cerâmica/porcelana ou compósito, antes do processo de cimentação definitiva. É apresentado e corresponde as mesmas cores do cimento resinoso **MASTER CEMENT LC** e **MASTER CEMENT DUAL**, quando completamente polimerizados.

INSTRUÇÕES DE USO:

1 – Selecionar **MASTER CEMENT TRY-IN** na cor correspondente à cor da restauração indireta;

2 – Colocar quantidade suficiente na superfície interna da restauração posicionando-a corretamente, sem pressionar.

Obs.: Para evitar o risco de fratura da restauração, não pressionar demasiadamente e não checar a oclusão neste estágio.

3 – Realizar os ajustes necessários, relacionados com a adaptação e contato proximal e verificar o aspecto estético.

4 – Remover cuidadosamente todo o material de prova **MASTER CEMENT TRY-IN**, antes de efetuar a cimentação definitiva. Resíduos do material podem prejudicar a adesão entre a peça protética e o cimento resinoso.

CUIDADOS ESPECIAIS:

Eliminar completamente todo o material de prova da cimentação – **MASTER CEMENT TRY-IN** - antes de efetuar a cimentação definitiva. Resíduos deste material podem prejudicar a adesão entre a restauração e o cimento resinoso. O material pode ser removido com água ou em banho de ultrassom.

Observar que existe uma ligeira diferença entre as cores de **MASTER CEMENT TRY-IN** e as cores correspondentes de **MASTER CEMENT LC**, antes da fotoativação, devido ao fato que a coloração é alterada após a fotopolimerização. A cor de **MASTER CEMENT TRY-IN** é correspondente a cor de **MASTER CEMENT LC**, quando completamente polimerizado.

Realizar o descarte do produto de acordo com a legislação local, assegurando sua completa descaracterização a fim de impedir sua reutilização e danos ambientais.

CONTRA INDICAÇÃO:

MASTER CEMENT TRY-IN é contra-indicado para pessoas com relatada sensibilidade a algum dos componentes do produto.

ADVERTÊNCIAS:

Não utilizar produtos além do período indicado de validade.

O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso incorreto ou não previsto nas instruções de uso.

“ MANTER O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS ”

USO EXCLUSIVO DO CIRURGIÃO DENTISTA

MASTER CEMENT TRY IN

Material de Prueba para Cementación

biodinâmica®

PRESENTACIÓN:

Reposición:
1x2,5g jeringa **MASTER CEMENT TRY-IN** disponible en los colores:
TRANSLÚCIDO - A1 - A2 - A3 - W.B (White Bleaching) - W.O. (White Opaque);
3 puntas aplicadoras.
ANVISA nº 10298550110.

INDICACIÓN:

MASTER CEMENT TRY-IN es indicado para la simulación cromática del cemento resinoso **MASTER CEMENT LC** e **MASTER CEMENT DUAL**, en el control del ajuste de la adaptación final de restauraciones indirectas y en la protección de la superficie de cerámica, ya acondicionada en laboratorio, durante la prueba de la restauración.

COMPOSICIÓN:

MASTER CEMENT TRY-IN: Glicerina; silica pirogénica e pigmentos.

INFORMACIONES TÉCNICAS:

MASTER CEMENT TRY-IN es un material de prueba para la cementación en la utilización del cemento resinoso **MASTER CEMENT LC** y **MASTER CEMENT DUAL**. El producto es la base de glicerina y soluble en agua. Actúa promoviendo una simulación del color que será obtenido a través del uso de **MASTER CEMENT LC** y **MASTER CEMENT DUAL** sobre las restauraciones indirectas de cerámica o de compósito, antes del proceso de cementación definitiva. Es presentado y corresponde los mismos colores del cemento resinoso **MASTER CEMENT LC** y **MASTER CEMENT DUAL**, cuando completamente polimerizado.

INSTRUCCIONES DE USO:

- 1 – Seleccionar **MASTER CEMENT TRY-IN** en el color correspondiente al color de la restauración indirecta;
 - 2 – Colocar cantidad suficiente en la superficie interna de la restauración la posicionando correctamente, sin presionar.
- Observaciones: Para evitar el riesgo de fractura de la restauración, no presionar demasiado y no chequear la oclusión en este momento.
- 3 – Realizar los ajustes necesarios, relacionados con la adaptación y contacto proximal y verificar el aspecto estético.
 - 4 – Remover cuidadosamente todo el material de prueba **MASTER CEMENT TRY-IN**, antes de efectuar la cementación definitiva. Residuos del material pueden perjudicar la adhesión entre la pieza protésica y el cemento resinoso.

CUIDADOS ESPECIALES:

Eliminar completamente todo el material de prueba de la cementación – **MASTER CEMENT TRY-IN** - antes de efectuar la cementación definitiva. Residuos de este material pueden perjudicar la adhesión entre la restauración y el cemento resinoso. El material puede ser removido con agua o en baño de ultrasonido. Observar que existe una ligera diferencia entre los colores de **MASTER CEMENT TRY-IN** y los colores correspondientes de **MASTER CEMENT LC**, antes de la fotoactivación, debido al facto que la coloración es alterada después la fotopolimerización. El color de **MASTER CEMENT TRY-IN** es correspondiente al color de **MASTER CEMENT LC**, cuando completamente polimerizado.

Realizar el descarte del producto de acuerdo con la legislación local, asegurando su completa destrucción con fin de impedir su reutilización y daños ambientales.

CONTRAINDICACIÓN:

MASTER CEMENT TRY-IN es contraindicado para personas con relatada sensibilidad a alguno de los componentes del producto.

ADVERTENCIAS:

No usar productos después del período indicado de validez.
El fabricante no se responsabiliza por daños causados por el uso incorrecto o no previsto en las instrucciones de uso.
“MANTENER EL PRODUCTO DISTANTE DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.
USO EXCLUSIVO DEL CIRUJANO DENTISTA

MASTER CEMENT TRY IN

Proof Material for Cementation

biodinâmica®

CONTENTS:

Reposition:
1x2,5g syringe **MASTER CEMENT TRY-IN** available in shades:
TRANSLUCENT - A1 - A2 - A3 - W.B. (White Bleaching) - W.O. (White Opaque);
3 application tips.
ANVISA nº 10298550110.

INDICATION:

MASTER CEMENT TRY-IN is indicated for the chromatic simulation of the resinous cement **MASTER CEMENT LC** and **MASTER CEMENT DUAL**, for the control of the final adaptation adjust of indirect restorations and for the protection of the ceramic surface, already conditioned in laboratory, during the restoration proof.

COMPOSITION:

MASTER CEMENT TRY-IN: Glycerin; Pyrogenic silica and Pigments.

TECHNICAL INFORMATIONS:

MASTER CEMENT TRY-IN is a proof material for cementation when using the resinous cement **MASTER CEMENT LC** and **MASTER CEMENT DUAL**. The product is based on glycerin and is soluble in water. It acts promoting a simulation of the shade that is going to be obtained through the use of **MASTER CEMENT LC** and **MASTER CEMENT DUAL** at the ceramic or composite indirect restorations, before the definitive cementation process. It's presented and corresponds to the same shades of the resinous cement **MASTER CEMENT LC** and **MASTER CEMENT DUAL**, when completely polymerized.

USE INSTRUCTIONS:

- 1 – Select **MASTER CEMENT TRY-IN** at the corresponding shade to the indirect restoration shade;
 - 2 – Place enough quantity at the internal surface of the restoration placing it correctly, without pressuring;
- OBS.: To avoid the risk of fracture of the restoration, do not press heavily and do not check the occlusion in this stage.
- 3 – Do the necessary adjustments, related to the adaptation and proximal contact and verify the esthetic aspect;
 - 4 – Remove carefully all **MASTER CEMENT TRY-IN** proof material, before accomplish the definitive cementation. Material residues can damage the adhesion between the prosthetic piece and the resinous cement.

SPECIAL CARES:

Eliminate completely all cementation proof material (**MASTER CEMENT TRY IN**) before do the definitive cementation. Residues of this material can damage the adhesion between the restoration and the resinous cement. The material can be removed with water or in ultrasound bath.
Observe that exists a slight difference between the shades of **MASTER CEMENT TRY IN** and the correspondent shades of **MASTER CEMENT LC**, before the photo activation, due to the fact that the coloration is changed after the light curing. The shade of **MASTER CEMENT TRY IN** is correspondent to the shade of **MASTER CEMENT LC**, when completely light cured.

Dispose the product in accordance with local regulations, ensuring its complete distortion, preventing its reuse and environment damages.

CONTRAINDICATION

MASTER CEMENT TRY-IN is contra-indicated for people with related sensitivity to any components of the product.

WARNINGS:

Do not use material after expiry date.
The manufacture is not responsible for any damage resulting from a misuse or not provided for the instructions of use.
“KEEP MATERIAL OUT OF THE REACH OF CHILDREN”.
FOR USE IN DENTISTRY ONLY