


IODOFÓRMIO

Componente para Pasta Obturadora de Canal Radicular

biodinâmica®



Conservar ao abrigo da luz solar
em temperaturas entre 2 a 28°C



BIODINÂMICA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ: 84.833.888/0001-33 - Indústria Brasileira

R. Ronat Walter Sodré, 4350 - SETOR 3

86206-006 - Ibiporã - Paraná - Brasil

Fone +55 43 3178-7000 | Fax + 55 43 3178-7099

www.biodinamica.com.br

Resp. Téc.: Edilson Irineu Sanches Calvo

CRO/PR 9713



APRESENTAÇÃO:

1x10g frasco **IODOFÓRMIO**.

Reg. ANVISA: 10298550082.

COMPOSIÇÃO:

Iodoformio PA. (99 a 100,5%).

INDICAÇÃO:

IODOFÓRMIO é indicado como um componente em material obturador intracanal provisório e na formulação de algumas pastas endodônticas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA:

IODOFÓRMIO apresenta as seguintes propriedades:

1. Provoca uma ação local sobre os tecidos, diminuindo a secreção e a exsudação;
2. Estimula a proliferação celular;
3. Tem leve poder antisséptico, porém de ação prolongada;
4. Decompõe-se lentamente à temperatura corporal e ativa a fagocitose de resíduos irritantes aos tecidos;
5. É intensamente radiopaco.

INSTRUÇÕES DE USO:

Utilizar o produto incorporando-o em material obturador de canal e em pastas endodônticas. A proporção de iodoformio na pasta tem uma relação direta com a velocidade de reabsorção da pasta pelo organismo assim como a radiopacidade, pois o produto é intensamente radiopaco.

CONDIÇÃO ESPECIAL:

- Realizar o descarte do produto de acordo com a legislação local, assegurando sua completa descaracterização a fim de impedir sua reutilização e danos ambientais.

CONTRAINDICAÇÃO:

IODOFÓRMIO é contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade ao produto.

ADVERTÊNCIAS:

Não utilizar produtos além do período indicado de validade.

O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso incorreto ou não previsto nas instruções de uso.

“ MANTER O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS ”

USO EXCLUSIVO DO CIRURGIÃO DENTISTA

IODOFORMO

Componente para Pasta Restauradora del Conducto Radicular

biodinâmica®

PRESENTACIÓN:

1x10g frasco **IODOFORMO**

Reg. ANVISA: 10298550082.

COMPOSICIÓN:

Iodoformo P.A. (99 a 100,5%)

INDICACIÓN:

IODOFORMO es indicado como un componente en material obturador intraconducto provisional y en la formulación de algunas pastas endodóncicas.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

IODOFORMO presenta las siguientes propiedades:

1. Provoca acción local sobre los tejidos, reduciendo la secreción y exudación;
2. Estimula la proliferación celular;
3. Tiene leve poder antiséptico pero de acción prolongada;
4. Descomposición lenta a la temperatura corporal y activa la fagocitosis de los residuos irritantes a los tejidos;
5. Es intensamente radiopaco.

INSTRUCCIONES DE USO:

Usar el producto añadiendo a otro material obturador del conducto y en pastas endodóncicas. La proporción del **IODOFORMO** en la pasta tiene una relación directa con la velocidad de reabsorción de la pasta por el organismo así como la radiopacidad, una vez que el producto es intensamente radiopaco.

CUIDADOS ESPECIALES:

Realizar el descarte del producto de acuerdo con la legislación local, asegurandose eliminar completamente sus características con fines de impedir cualquier posibilidad de reutilización y daños ambientales.

CONTRAINDICACIÓN:

IODOFORMO es contraindicado para personas con relatada sensibilidad al producto.

ADVERTENCIAS:

No usar productos después del período indicado de validez.

El fabricante no se responsabiliza por daños causados por el uso incorrecto o no previsto en las instrucciones de uso.
“MANTENER EL PRODUCTO DISTANTE DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.

USO EXCLUSIVO DEL CIRUJANO DENTISTA

IODOFORM

Component for Obturating Pasta of Radicular Canal

biodinâmica®

CONTENTS:

1x10g flask **IODOFORM**.

Reg. ANVISA: 10298550082

COMPOSITION:

Iodoform P.A. (99 to 100,5%)

INDICATION:

IODOFORM is indicated as a component in temporary intracanal filling material and in the formulation of some endodontic's pastes.

TECHNICAL INFORMATION:

IODOFORM has the following characteristics:

1. Provokes local action on the tissues, reducing secretion and exudation;
2. Stimulates cellular proliferation;
3. Slightly antiseptic power but with an extended action;
4. Slow decomposing at corporal temperature and activates fagocitosis of irritating residual tissues;
5. Intense radiopacity.

USES INSTRUCTION:

Use product adding it to other canal filling material and in endodontic's pastes. Proportion of **IODOFORM** in the paste has a direct relation to the velocity of paste resorption by the organism as well as the radiopacity, once product is highly radiopaque.

SPECIAL CARE:

Dispose the product in accordance with local regulations, ensuring its complete distortion, preventing its reuse and environment damages.

CONTRAINDICATION:

IODOFORM should not be used in patients is known to have sensibility to the product.

WARNINGS:

Do not use material after expiry date.

The manufacture is not responsible for any damage resulting from a misuse or not provided for the instructions of use.
“KEEP MATERIAL OUT OF THE REACH OF CHILDREN”.

FOR USE IN DENTISTRY ONLY